


# KERN 347-087-N00

**KERN**

Peso singolo (Newton), 2 N, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Peso Newton
Famiglia di prodotti	347-N

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	2 N
--	-----

## Design

Struttura peso	Peso della scanalatura (Tipo B)
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Dimensioni (Ø×A)	60×14,1 mm

## Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	60×60×14,1 mm
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

## Pittogrammi

STANDARD

