


KERN 347-087-N00

KERN

Peso individual (Newton), 2 N, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Peso Newton
Família de produto	347-N

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal (N)	2 N
-----------------------------------	-----

Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo B)
Material	aço inox virado fino
Dimensões (Ø×A)	60×14,1 mm

Embalagem e expedição

Método de envio	Serviço de encomendas
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×14,1 mm
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg

Pictogramas

STANDARD

