

# KERN 347-095-100

**KERN**

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 500 g, Edelstahl feingedreht (OIML)



Versandgewicht 0,5 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-639

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange
Produktfamilie	347

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	59,5238
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	1,2046
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	25 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ A)
Maximales Gesamtgewicht	20 kg
Größtes Einzelgewicht	10 kg
Abmessungen (Ø×H)	40×663 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	40×40×663 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg