

KERN 347-095-100

KERN

Asta di supporto, classe OIML M1, 500 g, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-639
---	---------

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Asta di supporto
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	500 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	59,5238
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	1,2046
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	25 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Asta di supporto (Tipo A)
Peso massimo totale	20 kg
Peso massimo individuale	10 kg
Dimensioni (Ø×A)	40×663 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	40×40×663 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg