

# KERN 347-095

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 500 g, Sleufgewicht (Type A), roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-  
kalibratie 962-639

## Pictogrammen

## STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	59,5238
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	1,2046
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Sleufgewicht (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	48×40 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×40 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg