

KERN 347-096

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 500 g, Peso do gancho, aço inox virado fino (OIML)



Peso líquido aprox. 0,50 kg

Peso bruto aprox. 0,50 kg

Peso de envio 0,5 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS 962-639

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

OIML-conforme	✓
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	25 mg
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	500 g
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - volume (cm ³)	59,5238
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	1,2046

Desenho

Forma de construção peso	Peso do gancho
Dimensões (Ø×A)	38×93 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	38×38×93 mm
Peso líquido	0,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas