

# KERN 347-097

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 500 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-639

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marke            | KERN          |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe    | OIML M1       |
| Produktfamilie   | 347           |

## Messsystem

|   |         |
|---|---------|
| Prüfgewicht - Nennwert                                | 500 g   |
| Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )              | 59,5238 |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> ) | 1,2046  |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)                    | 25 mg   |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)                     | 2600    |
| OIML-konform  | ✓       |
| Gewicht OIML-Klasse                                   | M1      |

## Bauform

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Bauform Gewicht   | Schlitzgewicht (Typ B)       |
| Abmessungen (Ø×H) | 60×31,5 mm                   |
| Material          | Edelstahl feingedreht (OIML) |

## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 60×60×32 mm |
| Nettogewicht                   | 0,5 kg      |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,50 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,50 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,5 kg      |