

KERN 347-097

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 500 g, Poids des créneaux (Type B), inox finement tourné (OIML)



Services

Numéro d'article pour étalonnage 962-639
DAkKS

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	347

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	500 g
Poid de contrôle - volume (cm ³)	59,5238
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	1,2046
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	25 mg
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2600
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Poids des créneaux (Type B)
Dimensions (Ø×H)	60×31,5 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	60×60×32 mm
Poids net	0,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,5 kg