

# KERN 347-097

# KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 500 g, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



## Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-639  
DAkKS

## Pittogrammi

### STANDARD



1 DAY

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	500 g
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	59,5238
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	1,2046
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	25 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Peso della scanalatura (Tipo B)
Dimensioni (Ø×A)	60×31,5 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	60×60×32 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg