

KERN 347-097

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 500 g, Sleufgewicht (Type B), roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-639

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML M1 |
| Productfamilie | 347 |

Meetsysteem

| | |
|---|---------|
| Testgewicht - nominale waarde | 500 g |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 59,5238 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 1,2046 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 25 mg |
| Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML) | 2600 |
| Testgewicht OIML klasse | M1 |

Ontwerp

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Sleufgewicht (Type B) |
| Afmetingen (Ø×H) | 60×31,5 mm |
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 60×60×32 mm |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,50 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,50 kg |
| Verzendgewicht | 0,5 kg |