

# KERN 347-115-100

**KERN**

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 1 kg, Edelstahl feingedreht (OIML)



Versandgewicht 1 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-641

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange
Produktfamilie	347

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	119,0476
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	2,4093
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ A)
Maximales Gesamtgewicht	40 kg
Größtes Einzelgewicht	10 kg
Abmessungen (Ø×H)	60×991 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×991 mm
Nettogewicht	1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg