

KERN 347-115-100

KERN

Vara de apoio, Classe OIML M1, 1 kg, aço inox virado fino (OIML)



Peso de envio 1 kg

Serviços

Número do artigo para calibração
DAkKS 962-641

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	119,0476
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	2,4093
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	50 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo A)
Peso total máximo	40 kg
Peso individual máximo	10 kg
Dimensões (Ø×A)	60×991 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×991 mm
Peso líquido	1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg