

KERN 347-117-100

KERN

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 1 kg, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-641

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	119,0476
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	2,4093
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ B)
Abmessungen (Ø×H)	55×300 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×55×350 mm
Nettogewicht	1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg