

# KERN 347-117-100

**KERN**

Asta di supporto, classe OIML M1, 1 kg, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS 962-641

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Asta di supporto
Famiglia di prodotti	347

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 kg
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	119,0476
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	2,4093
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	50 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Asta di supporto (Tipo B)
Dimensioni (Ø×A)	55×300 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	55×55×350 mm
Peso netto	1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg