

KERN 347-117-100-N00

KERN

Steunstang (Newton), 10 N, roestvrij staal fijn gedraaid



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	Steunstang (Newton)
Productfamilie	347-N

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde (N)	10 N
-----------------------------------	------

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Steunstang (Type B)
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Maximaal totaalgewicht (Newton)	460 N
Maximaal individueel gewicht (Newton)	100 N
Afmetingen (Ø×H)	55×384 mm

Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×384 mm
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Pictogrammen

STANDARD

