

KERN 347-125

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 2 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-642

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	238,0952
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	4,8186
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ A)
Abmessungen (Ø×H)	80×57 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×57 mm
Nettogewicht	2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg