

# KERN 347-126

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M1, 2 kg, Peso do gancho, aço inox virado fino (OIML)



## Serviços

Número do artigo para calibração 962-642  
DAkKS

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	2 kg
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	238,0952
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	4,8186
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	100 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Peso do gancho
Dimensões (Ø×A)	60×146 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×146 mm
Peso líquido	2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2 kg