

KERN 347-127

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 2 kg, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração 962-642
DAkKS

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	2 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	238,0952
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	4,8186
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	100 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo B)
Dimensões (Ø×A)	118×30,4 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	118×118×31 mm
Peso líquido	2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2 kg