

# KERN 347-135

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 kg, Sleufgewicht (Type A), roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-  
kalibratie 962-643

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	595,2381
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	12,0465
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Sleufgewicht (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	100×88 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×88 mm
Nettogewicht	5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg