

# KERN 347-136

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M1, 5 kg, Peso do gancho, aço inox virado fino (OIML)



## Serviços

Número do artigo para calibração  
DAkKS 962-643

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 kg
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	595,2381
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	12,0465
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Peso do gancho
Dimensões (Ø×A)	80×130 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	80×80×130 mm
Peso líquido	5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg