

# KERN 347-137-100

**KERN**

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 5 kg, Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-643

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange
Produktfamilie	347

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	595,2381
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	12,0465
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ B)
Abmessungen (Ø×H)	138×600 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	138×138×650 mm
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg