

KERN 347-137-100-N00

KERN

Vara de apoio (Newton), 50 N, aço inox virado fino



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio (Newton)
Família de produto	347-N

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal (N)	50 N
-----------------------------------	------

Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo B)
Material	aço inox virado fino
Peso total máximo (Newton)	950 N
Peso individual máximo (Newton)	100 N
Dimensões (Ø×A)	138×691,5 mm

Embalagem e expedição

Método de envio	Serviço de encomendas
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	138×138×691,5 mm
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg

Pictogramas

STANDARD

