


KERN 347-137

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 kg, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-643

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto | OIML M1 |
| Familia de productos | 347 |

Sistema de medición

| | |
|---|----------|
| Peso de control - valor nominal | 5 kg |
| Peso de control - volumen (cm ³) | 595,2381 |
| Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³) | 12,0465 |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 250 mg |
| Peso de control - Densidad [Min] (OIML) | 2600 |
| Peso de control OIML clase | M1 |

Diseño

| | |
|-------------------------|--|
| Forma constructiva pesa | El peso de la ranura (Tipo B) |
| Dimensiones (Ø×A) | 178×33,6 mm |
| Material | acero inoxidable finamente torneado (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 178×178×34 mm |
| Peso neto | 5 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 5,0 kg |
| Peso bruto aprox. | 5,0 kg |
| Peso de envío | 5 kg |