

# KERN 347-137-N00

**KERN**

Peso individual (Newton), 50 N, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Peso Newton
Família de produto	347-N

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal (N)	50 N
-----------------------------------	------

## Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo B)
Material	aço inox virado fino
Dimensões (Ø×A)	178×33,6 mm

## Embalagem e expedição

Método de envio	Serviço de encomendas
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	178×178×34 mm
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg

## Pictogramas

STANDARD

