

KERN 347-147-100

KERN

Vara de apoio, Classe OIML M1, 10 kg, aço inox virado fino (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração
DAkKS 962-644

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	10 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	1190,4762
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	24,093
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	500 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo B)
Dimensões (Ø×A)	178×800 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	178×178×850 mm
Peso líquido	10 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	10 kg