

KERN 347-147-100-N00

KERN

Asta di supporto (Newton), 100 N, acciaio inossidabile tornito fine



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Asta di supporto (Newton)
Famiglia di prodotti	347-N

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	100 N
--	-------

Design

Struttura peso	Asta di supporto (Tipo B)
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Peso massimo totale (Newton)	1,26 kN
Peso massimo individuale (Newton)	100 N
Dimensioni (Ø×A)	178×901,9 mm

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	178×178×901,9 mm
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	10 kg