

KERN 347-147-100-N00

KERN

Steunstang (Newton), 100 N, roestvrij staal fijn gedraaid



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	Steunstang (Newton)
Productfamilie	347-N

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde (N)	100 N
-----------------------------------	-------

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Steunstang (Type B)
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Maximaal totaalgewicht (Newton)	1,26 kN
Maximaal individueel gewicht (Newton)	100 N
Afmetingen (Ø×H)	178×901,9 mm

Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	178×178×901,9 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

Pictogrammen

STANDARD

