

# KERN 347-147-100-N00

**KERN**

Vara de apoio (Newton), 100 N, aço inox virado fino



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio (Newton)
Família de produto	347-N

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal (N)	100 N
-----------------------------------	-------

## Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo B)
Material	aço inox virado fino
Peso total máximo (Newton)	1,26 kN
Peso individual máximo (Newton)	100 N
Dimensões (Ø×A)	178×901,9 mm

## Embalagem e expedição

Método de envio	Serviço de encomendas
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	178×178×901,9 mm
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	10 kg

## Pictogramas

STANDARD

