


# KERN 347-147-N00

**KERN**

Einzelgewicht (Newton), 100 N, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert (N)	100 N
----------------------------	-------

## Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	178×61,1 mm

## Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	178×178×62 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

## Piktogramme

STANDARD

