

# KERN 348-02

**KERN**

Pesos de miligramas, M1, 2 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML)



## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-652
Número do artigo para calibração DAkkS	962-652

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	348

## Sistema de medição

OIML-conforme	✓
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,2 mg
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	2 mg
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	170
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	7960
Avaliação da conformidade possível	✓

## Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	4×4×2 mm
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	4×4×2 mm
Peso líquido	0,01 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg