

KERN 348-05

KERN

Peso di milligrammi, M1, 20 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Numero di articolo per calibrazione 962-655
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	348

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 mg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,3 mg
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni peso (L×P×A)	5,5×5,5×2 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	5,5×5,5×2 mm
Peso netto	0,01 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-655
--	---------