

KERN 348-05

KERN

Pesos de miligramas, M1, 20 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Peso individual |
| Grupo de produto | OIML M1 |
| Família de produto | 348 |

Sistema de medição

| | |
|--|--------|
| Peso de teste - valor nominal | 20 mg |
| Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-) | 0,3 mg |
| Peso de teste OIML classe | M1 |

Desenho

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Forma de construção peso | Plateleta |
| Dimensões peso (L×P×A) | 5,5×5,5×2 mm |
| Material | aço inox polido (OIML) |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 5,5×5,5×2 mm |
| Peso líquido | 0,01 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,05 kg |
| Peso de envio | 0,1 kg |

Serviços

| | |
|---|---------|
| Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação) | 952-655 |
| Número do artigo para calibração DAkKS | 962-655 |