

KERN 348-06

KERN


Pesas de miligramos, M1, 50 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)

Número de artículo para
calibración DAkkS

962-656

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	348

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	50 mg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,4 mg
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	7,5×6×3 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	7,5×6×3 mm
Peso neto	0,01 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-656
---	---------