


KERN 348-06

KERN

Pesos de miligramas, M1, 50 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-656
Número do artigo para calibração DAkkS	962-656

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	348

Sistema de medição

OIML-conforme	✓
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,4 mg
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	50 mg
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	170
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7960
Avaliação da conformidade possível	✓

Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	7,5×6×3 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	7,5×6×3 mm
Peso líquido	0,01 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg