

KERN 348-07

KERN

Pesos de miligramas, M1, 100 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	348

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	100 mg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,5 mg
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	8,5×8,5×4 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	8,5×8,5×4 mm
Peso líquido	0,0001 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-657
Número do artigo para calibração DAkKS	962-657