

KERN 348-09

KERN


Pesas de miligramos, M1, 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)

Número de artículo para
calibración DAkkS

962-659

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto | OIML M1 |
| Familia de productos | 348 |

Sistema de medición

| | |
|--|--------|
| Peso de control - valor nominal | 500 mg |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 0,8 mg |
| Peso de control OIML clase | M1 |

Diseño

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Plaqueta |
| Dimensiones peso (A×P×A) | 12×12×4 mm |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 12×12×4 mm |
| Peso neto | 0,0005 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,05 kg |
| Peso de envío | 0,1 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-659 |
|---|---------|