

KERN 356-88

KERN

Poids individuel, Classe OIML M2, 20 kg, Bloc, fonte laquée



Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-645
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-645

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M2
Famille de produits	356

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	20 kg
Poid de contrôle - volume (cm ³)	2816,9014
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	238,048
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	3 g
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2300
Poid de contrôle OIML classe	M2

Forme de construction

Forme poid	Bloc
Dimensions poids (L×P×H)	230×115×139 mm
Matériau	fonte laquée

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×115×139 mm
Poids net	20 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	20 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	20 kg