

KERN 357-02

Peso individual, Classe OIML M2, 2 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração DAkks 962-632

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	357

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	2 g
Peso de teste - volume (cm ³)	0,2381
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0048
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	4 mg
Peso de teste OIML classe	M2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	6×11 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	24×24×51 mm
Peso líquido	0,002 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg