

KERN 357-04

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 10 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-634

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	10 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1,1905
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0241
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	6 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	10×17,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	24×24×51 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg