

KERN 357-04

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 10 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-634

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	357

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht - volume (cm ³)	1,1905
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0241
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	6 mg
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	10×17,5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	24×24×51 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg