

KERN 357-06

KERN

Peso individual, Classe OIML M2, 50 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS 962-636

Pictogramas

STANDARD



1 DAY

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	357

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 g
Peso de teste - volume (cm ³)	5,9524
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,1205
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	10 mg
Peso de teste OIML classe	M2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	18×28 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	24×24×51 mm
Peso líquido	0,05 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg