

# KERN 357-07

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-  
kalibratie 962-637

## Pictogrammen

## STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	357

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	11,9048
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,2409
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	16 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2300
Testgewicht OIML klasse	M2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	22×37 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	24×24×51 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg