

KERN 357-08

KERN

Peso singolo, classe OIML M2, 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-638
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	357

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	200 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	23,8095
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,4819
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	30 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2300
Peso di calibrazione OIML classe	M2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	28×47 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	31×31×56 mm
Peso netto	0,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg