

KERN 357-08

KERN

Peso individual, Classe OIML M2, 200 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração 962-638
DAkKS

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	357

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	200 g
Peso de teste - volume (cm ³)	23,8095
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,4819
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	30 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2300
Peso de teste OIML classe	M2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	28×47 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	31×31×56 mm
Peso líquido	0,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg