

# KERN 357-09

# KERN

Peso individual, Classe OIML M2, 500 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



## Serviços

Número do artigo para calibração  
DAkKS 962-639

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	357

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	500 g
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	59,5238
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	1,2046
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	80 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2300
Peso de teste OIML classe	M2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	38×63 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	57×57×74 mm
Peso líquido	0,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg