

# KERN 357-11

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-641

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	119,0476
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	2,4093
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	160 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	48×80 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	61×61×94 mm
Nettogewicht	1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg