

# KERN 357-11

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-  
kalibratie 962-641

## Pictogrammen

## STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	357

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	119,0476
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	2,4093
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	160 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2300
Testgewicht OIML klasse	M2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	48×80 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	61×61×94 mm
Nettogewicht	1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg