

KERN 357-12

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-642

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	238,0952
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	4,8186
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	300 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	60×100 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	72×72×115 mm
Nettogewicht	2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg