

KERN 357-12

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-642

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML M2 |
| Productfamilie | 357 |

Meetsysteem

| | |
|---|----------|
| Testgewicht - nominale waarde | 2 kg |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 238,0952 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 4,8186 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 300 mg |
| Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML) | 2300 |
| Testgewicht OIML klasse | M2 |

Ontwerp

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (Ø×H) | 60×100 mm |
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 72×72×115 mm |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,0 kg |
| Brutogewicht ca. | 2,0 kg |
| Verzendgewicht | 2 kg |