

KERN 357-13

KERN

Peso singolo, classe OIML M2, 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAKKS 962-643

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	357

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	5 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	595,2381
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	12,0465
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	800 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2300
Peso di calibrazione OIML classe	M2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	80×147 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	100×100×165 mm
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5 kg